



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Казанский национальный исследовательский
технологический университет»
(ФГБОУ ВО «КНИТУ»)

ПРИКАЗ

30.09.2022

№ 446-0

**О действиях персонала при разбитии ртутных лабораторных
термометров**

В целях своевременного принятия мер при разбитии ртутных лабораторных термометров и передачи на склад временного накопления отходов ртути п р и к а з ы в а ю:

1. Персоналу при разбитии лабораторного термометра:

1.1. Поставить в известность непосредственного руководителя подразделения о происшедшем.

1.2. Реализовать четкий алгоритм действий по нейтрализации опасного вещества:

1.2.1. Открыть окна для проветривания и охлаждения помещения, закрыть дверь в помещении;

1.2.2. Надеть влажную марлевую повязку и резиновые перчатки, на ноги бахилы или пакеты;

1.2.3. Шарики ртути собрать шприцем, спринцовкой (медицинская груша), кисточкой, скотчем, пластырем или мокрой ваткой;

1.2.4. Разбитый термометр и ртуть (вместе со скотчем или ватой) поместить в пакет или в любую другую сухую ёмкость БЕЗ ВОДЫ, герметично запаковать;

1.2.5. Очищенную поверхность обработать раствором марганцовки (2г перманганата калия на 1 литр прохладной воды) или мыльно-содовым раствором (10 г хозяйственного мыла и 10 г пищевой соды на 1 литр воды);

1.2.6. После уборки тщательно проветрить помещение.

1.2.7. Емкость с образовавшимся отходом передать ответственному лицу по обращению с отходами.

2. Ответственному лицу по обращению с отходами в подразделениях (в институтах, на кафедрах, в лабораториях):

2.1. Промаркировать герметичную емкость с отходом в соответствии с названием и кода отхода, класса опасности, Ф.И.О. – ответственного, с указанием веса.

2.2. В журнале учета отходов зафиксировать образовавшийся отход.

2.3. Сообщать в УПБ начальнику ОЭРХК Тамендаровой Л.И. данные по образованию отходов ртути.

2.4. Передать отходы на склад временного накопления по месту образования отходов ответственному сотруднику ОСиХО на данном объекте.

3. Начальнику ОСиХО Зуеву С.В.:

3.1. Принять образовавшиеся отходы на склад временного накопления отходов с записью в журнале приема отходов ртути с указанием порядкового номера, даты сдачи, наименования подразделения, Ф.И.О. сдающего отход, наименования отхода, класса опасности отхода, подпись.

3.2. Раз в квартал сообщать начальнику ОЭРХК Тамендаровой Л.И. о количестве или об объеме образовавшегося отхода для внесения данных в федеральную государственную информационную систему учета и контроля за обращением с отходами для последующей организации вывоза отходов Федеральному оператору по обращению с отходами I и II класса опасности.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника УПБ Новикову И.Л.

Врио ректора

Ю.М. Казаков